



FE/02

BOTTIGLIETTA PER LAVAGGIO OCULARE
CONTENENTE 500 ML DI SOLUZIONE STERILE

Descrizione completa

Soluzione monouso, sterile di cloruro di sodio 0,9% per il lavaggio oculare d'emergenza. Per l'utilizzo basta applicare il tappo sopra il flacone e girarlo in senso orario, in modo da rompere la protezione. Il flacone è pronto all'uso e munito di tappo.

Flacone da 500 ml.

Varianti

FE/02

